




# Portfolio Produktów

2025

# Kierunek Przyszłość

Starkey nieustannie przesuwa granice możliwości, zapewniając rozwiązania wyprzedzające rynek o całe dekady. Dzięki przetomowym innowacjom oraz wielokrotnie nagradzanym produktom i usługom wspieramy Was w codziennej pracy. Oferujemy kompleksowy ekosystem precyzyjnie zintegrowanych narzędzi, które pomagają dostarczać najwyższej jakości rozwiązania dopasowane do potrzeb każdego pacjenta.




# EDGE<sup>AI</sup> VITALITY<sup>AI</sup>

Poziom technologiczny/  
kanały/pasma

**24 / 20 / 16**

AURACAST

KOMPATYBILNE  
Z CROS




mRIC R



RIC RT



RIC 312



CIC



ITC R



ITE R



- IP 68
- Bezprzewodowy
- Ładowalny



## Dostępne kolory

- Kolory aparatów RIC**
- Biały
  - Czarny
  - Szary grafitowy
  - Srebrny
  - Kasztan
  - Karmel
  - Beżowy

- Kolory aparatów wewnątrzusznych**
- Kolory płytki czołowej**
- Cielisty
  - Średni brąz
  - Czarny

- Kolory obudowy**
- Przezroczysty
  - Cielisty
  - Niebieski/  
czerwony
  - Czarny

## Wkładki do słuchawek SnapFit 2.0 – uniwersalne nasadki oraz wkładki indywidualne






**Nasadka otwarta**  
5 mm, 6 mm, 7 mm,  
9 mm, 11 mm

**Nasadka zamknięta**  
5 mm, 6 mm,  
7 mm, 9 mm, 11 mm

**Nasadka power**  
8-10 mm, 10-12 mm,  
12-14 mm

**Słuchawka w wkładce indywidualnej**

## Zakres dopasowania



Najnowsze aparaty Edge AI i Vitality AI z neuroprocesorem Starkey drugiej generacji oferują większą i szybszą moc obliczeniową dzięki wbudowanej jednostce NPU, co umożliwia lepsze dostosowanie dźwięku w czasie rzeczywistym oraz zapewnia najwyższą jakość dźwięku. Obsługują Bluetooth® Low Energy Audio, zapewniając lepsze strumieniowanie, większy zasięg i stabilną łączność. Urządzenia charakteryzują się wysoką wydajnością akumulatora i odpornością na warunki zewnętrzne, wspierając codzienne potrzeby użytkowników.

Poziom tech. | Kanaty | Pasma

Premium **24**    Zaawansowany **20**    Średni **16**






### Tryb Edge+

Automatyczny	●	○	○
Aktywacja za pomocą przycisku	●	○	○
Personalizacja	●	●	○
Aktywacja za pomocą aplikacji	●	●	●

### Optymalizacja dźwięków mowy

Jasność spótgłosek	●	●	●
Voice AI*	●	○	○

### Menadżer dźwięku

Cisza 	Maksymalna ekspansja	Umiarkowana ekspansja	łagodna ekspansja
Redukcja hałasu maszyn 	Redukcja do 22 dB	Redukcja do 12 dB	Redukcja do 7 dB
Redukcja hałasu w trakcie rozmów 	Redukcja do 22 dB	Redukcja do 10 dB	Redukcja do 9 dB
Tłumienie nagłego, tymczasowego hałasu 	Redukcja do 15 dB	Redukcja do 9 dB	Redukcja do 6 dB
Redukcja szumu wiatru 	Redukcja do 35 dB	Redukcja do 19 dB	Redukcja do 10 dB

### Dodatkowe funkcje

Tłumacz	●	○	○
Transkrypcja	●	○	○
Multiflex Tinnitus Pro	●	●	○
Asystent Smart i Znajdź moje aparaty słuchowe	●	●	●
Dwukierunkowe audio	●	●	●
Monitorowanie aktywności fizycznej	●	●	●
Monitorowanie zaangażowania	●	●	●
Powiadomienie o upadku i Ocena balansu	●	●	●
Przypomnienia i Samodiagnostyka	●	●	●
Autośpienie	●	●	●
Tap control (podwójne stuknięcia)	●	●	●
TeleHear (programowanie online)	●	●	●
Demo Streaming	●	●	●
Stopień ochrony IP 68	●	●	●
Kontrola Apple Watch*	●	●	●

Niebieskim kolorem wyróżniono funkcje dostępne w aplikacji My Starkey

\* Tylko dla użytkowników iPhone'a.

### Akcesoria bezprzewodowe



TV Streamer  
StarLink Edge



Pilot StarLink 2.0

AURACAST

### Ładowarki

Wszystkie ładowarki zawierają funkcję Turboładowania



Ładowarka StarLink Premium 2.0 z wbudowanym akumulatorem

- mRIC R
- RIC RT



Ładowarka StarLink Premium 2.0 z wbudowanym akumulatorem

- ITC R/ITE R

Ładowarka StarLink Standard 2.0

- mRIC R
- RIC RT

Ładowarka StarLink Standard 2.0

- ITC R/ITE R

### Kompatybilne aplikacje

Zeskanuj w celu sprawdzenia kompatybilności telefonu



My Starkey



My Audibel





Nic nie jest **mniejsze**. Nic nie brzmi **lepiej**.



Signature SERIES Signature SERIES

Poziom technologiczny/kanały/pasma

24



IP 68  
Ładowalny

### Kolory płytki czołowej

- Cielisty
- Średni brąz
- Czarny

### Kolory obudowy

- Przezroczysty
- Cielisty
- Niebieski/czerwony
- Czarny\*

\*IIC dostępny tylko w kolorze czarnym

### Ładowarki

Wszystkie ładowarki zawierają funkcję **Turbodoładowania**




Ładowarka StarLink Premium 2.0 z wbudowanym akumulatorem

- CIC R NW

Ładowarka StarLink Standard 2.0

- CIC R NW

### Zakres dopasowania



Poziom tech./Kanały/ Pasma **Premium 24**

### Tryb Edge+

Aktywacja za pomocą przycisku ●

### Optymalizacja dźwięków mowy

Jasność spółgłosek ● Maximum

### Menadżer dźwięku

Cisza |||| Maksymalna ekspansja

Redukcja hałasu maszyn |||| Redukcja do 22 dB

Redukcja hałasu w trakcie rozmów |||| Redukcja do 22 dB

Tłumienie nagłego, tymczasowego hałasu |||| Redukcja do 15 dB

Redukcja szumu wiatru |||| Redukcja do 35 dB

### Dodatkowe funkcje

Multiflex Tinnitus Pro ●

REM Target Match ●

IP 68 ●



Aparaty słuchowe Signature Series łączą niewielki rozmiar, wydajność i spersonalizowane dopasowanie. Najmniejszy na świecie ładowalny aparat oferuje do 38 godzin pracy na jednym ładowaniu oraz wodoodporność, a dzięki łączności Bluetooth umożliwia bezprzewodowe programowanie. Dla osób preferujących baterie cynkowo-powietrzne, model Signature Series CIC NW zapewnia praktycznie niewidoczne dopasowanie, komfort przez cały dzień i doskonały dźwięk. Signature Series IIC NW to idealne rozwiązanie dla pacjentów dla których najważniejsza jest dyskrecja.


# GENESIS<sup>AI</sup> INTRIGUE<sup>AI</sup>

KOMPATYBILNE  
Z CROS



Poziom technologiczny/kanały/pasma

24 / 20 / 16



IP 68  
Bezprzewodowy  
Ładowalny

## Dostępne kolory

- Kolory aparatów RIC**
- Biały
  - Czarny
  - Szary
  - Grafitowy
  - Srebrny
  - Kasztan
  - Karmel
  - Beżowy


## Kolory płytki czołowej

- Kolory aparatów wewnątrzusznych**
- Cielisty
  - Średni brąz
  - Czarny

## Kolory obudowy

- Przezroczysty
  - Cielisty
  - Niebieski/czerwony
  - Czarny\*
- \*IIC dostępny tylko w kolorze czarnym

## Wkładki do słuchawek SnapFit 2.0 – uniwersalne nasadki oraz wkładki indywidualne







**Nasadka otwarta**  
5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm

**Nasadka zamknięta**  
5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm

**Nasadka power**  
8-10 mm, 10-12 mm, 12-14 mm

**Słuchawka w wkładce indywidualnej**

## Zakres dopasowania



Genesis AI i Intrigue AI wyznaczyły nowy standard w technologii poprawy słyszenia dzięki zaawansowanemu procesorowi z unikalnym wbudowanym akceleratomem. Urządzenia te dostarczają dźwięk tak naturalny i realistyczny, że pacjenci mogą cieszyć się doskonałym słyszeniem, zapominając o tym, że korzystają z aparatów słuchowych.

Poziom tech. | Kanaty | Pasma

**Premium 24**    **Zaawansowany 20**    **Średni 16**
















## Tryb Edge +

Automatyczny	●	○	○
Aktywacja za pomocą przycisku	●	○	○
Personalizacja	●	●	○
Aktywacja za pomocą aplikacji	●	●	●

## Optymalizacja mowy

Jasność spółgłosek	●	●	●
Voice AI*	●	○	○

## Menadżer dźwięku

Cisza	 Maksymalna ekspansja	 Umiarkowana ekspansja	 Łagodna ekspansja
Redukcja hałasu maszyn	 Redukcja do 22 dB	 Redukcja do 12 dB	 Redukcja do 7 dB
Redukcja hałasu w trakcie rozmowy	 Redukcja do 22 dB	 Redukcja do 10 dB	 Redukcja do 8 dB
Tłumienie nagłego, tymczasowego hałasu	 Redukcja do 15 dB	 Redukcja do 9 dB	 Redukcja do 6 dB
Redukcja szumu wiatru	 Redukcja do 35 dB	 Redukcja do 19 dB	 Redukcja do 10 dB

## Dodatkowe funkcje

Tłumacz	●	○	○
Transkrypcja	●	○	○
Multiflex Tinnitus Pro	●	●	○
Asystent Smart i Znajdź moje aparaty słuchowe	●	●	●
Dwukierunkowe audio	●	●	●
Monitorowanie aktywności fizycznej	●	●	●
Monitorowanie zaangażowania	●	●	●
Powiadomienie o upadku i Ocena balansu	●	●	●
Przypomnienia i Samodiagnostyka	●	●	●
Auto uśpienie	●	●	●
Tap control (podwójne stuknięcie)	●	●	●
TeleHear (programowanie online)	●	●	●
REM Target Match	●	●	●
Stopień ochrony IP68	●	●	●
Kontrola Apple Watch*	●	●	●

Niebieskim kolorem wyróżniono funkcje dostępne w aplikacji My Starkey

\* Tylko dla użytkowników iPhone'a.

## Akcesoria bezprzewodowe



Pilot StarLink 2.0

Mini Mikrofon Zdalny StarLink

Mikrofon Zdalny + StarLink

Mikrofon Stołowy StarLink



Streamer TV StarLink

## Ładowarki

Wszystkie ładowarki zawierają funkcję **Turbodoładowania**



Ładowarka StarLink Premium 2.0 z wbudowanym akumulatorem

- mRIC R
- RIC RT

Ładowarka StarLink Standard 2.0

- mRIC R
- RIC RT



Ładowarka StarLink Premium 2.0 z wbudowanym akumulatorem

- ITC R/ITE RT

Ładowarka StarLink Standard 2.0

- ITC R/ITE RT

## Kompatybilne aplikacje

Zeskanuj w celu sprawdzenia kompatybilności telefonu



My Starkey



My Audibel



evolv<sup>AI</sup> Arc<sup>AI</sup>

KOMPATYBILNE  
Z CROS

AUDIBEL



Poziomy technologiczne  
2400 / 2000 / 1600 / 1200 / 1000



BTE R



BTE 13



Power Plus BTE 13



mRIC 312



RIC 312



RIC R



Bezprzewodowy  
Ładowalny

### Dostępne kolory

- Szampański
- Czarny
- Popielaty
- Espresso
- Srebrny
- Biel ze srebrem
- Brązowy

### Dostępne opcje wkładek



**Nasadka otwarta**  
5 mm, 6 mm, 7 mm,  
9 mm, 11 mm



**Nasadka zamknięta**  
5 mm, 6 mm,  
7 mm, 9 mm, 11 mm






**Nasadka power**  
8-10 mm,  
10-12 mm,  
12-14 mm



**Wkładka indywidualna**

### Zakres dopasowania



Evolv AI i Arc AI to zaawansowane aparaty słuchowe (BTE), które łączą nowoczesną technologię z praktyczną funkcjonalnością, zapewniając czysty dźwięk i wygodę podczas codziennego użytkowania.



Poziomy technologiczne\*  
**2400 / 2000 / 1600 / 1200 / 1000**



IIC NW



CIC NW



CIC 2,4 GHz





ITC R






ITE R







 Beprzewodowy  
 Ładowalny

## Kolory płytki czołowej

-  Cielisty
-  Średni brąz
-  Czarny





## Kolory obudowy

-  Przezroczysty
-  Cielisty
-  Niebieski/czerwony
-  Czarny\*\*





































\*\*IIC dostępny tylko w kolorze czarnym



## Zakres dopasowania



\* Model Evolv AI/Arc AI IIC dostępny w poziomach technologicznych: 2400, 2000, 1600

Poziom tech. Kanały   Pasma	Premium <b>2400</b> 24	Wysoka <b>2000</b> 20	Średnia <b>1600</b> 16	Podstawowa <b>1200</b> 12	Ekonomiczna <b>1000</b> 10
<b>Tryb Edge</b>					
Aktywacja za pomocą przycisku	●	○	○	○	○
Aktywacja za pomocą aplikacji	●	●	●	○	○
<b>Optymalizacja dźwięków mowy</b>					
Przestrzenne wzmocnienie mowy	●	●	●	○	○
Technologia E2E	●	●	○	○	○
Voice AI*	●	○	○	○	○
<b>Menadżer dźwięku</b>					
Auto Muzyka 	 Maksymalna ekspansja	 Umiarkowana ekspansja	 Łagodna ekspansja	 Łagodna ekspansja	 Łagodna ekspansja
Cisza 	 Maksymalna ekspansja	 Umiarkowana ekspansja	 Łagodna ekspansja	 Łagodna ekspansja	 Łagodna ekspansja
Redukcja hałasu maszyn 	 Redukcja do 22 dB	 Redukcja do 12 dB	 Redukcja do 7 dB	 Redukcja do 7 dB	 Redukcja do 7 dB
Redukcja hałasu w trakcie rozmów 	 Redukcja do 22 dB	 Redukcja do 10 dB	 Redukcja do 8 dB	 Redukcja do 8 dB	 Redukcja do 8 dB
Tłumienie nagłego, tymczasowego hałasu 	 Up to 15 dB of reduction	 Redukcja do 9 dB	 Redukcja do 8 dB	 Redukcja do 8 dB	 Redukcja do 8 dB
Redukcja szumu wiatru 	 Up to 32 dB of reduction	 Redukcja do 17 dB	 Redukcja do 9 dB	 Redukcja do 9 dB	 Redukcja do 9 dB
<b>Dodatkowe funkcje</b>					
Transkrypcja	●	○	○	○	○
Multiflex Tinnitus Pro	●	○	○	○	○
Transkrypcja	●	●	○	○	○
Asystent Thrive i Znajdź moje aparaty słuchowe	●	●	○	○	○
System Cross**	●	●	●	●	●
Monitorowanie aktywności fizycznej i zaangażowania	●	●	●	●	○
Powiadomienie o upadku	●	●	●	●	○
Dwukierunkowe audio*	●	●	●	●	●
Przypomnienia i Samodiagnostyka	●	●	●	●	●
Automatyczne Wł/Wył.	●	●	●	●	●
Tap control (podwójne stuknięcia)	●	●	●	●	●
TeleHear (programowanie online)	●	●	●	●	●
REM Target Match	●	●	●	●	●

Niebieskim kolorem wyróżniono funkcje dostępne w aplikacji Thrive . \* Tylko dla użytkowników iPhone'a. \*\*Tylko model BTE 13.

## Aksesoria bezprzewodowe



Pilot StarLink 2.0



Mini Mikrofon Zdalny StarLink



Mikrofon Zdalny + StarLink



Mikrofon Stołowy StarLink



Streamer TV StarLink

## Ładowarki



Ładowarka SHT Premium z wbudowanym akumulatorem

- BTE R
- RIC R
- ITC R/ITE R



Ładowarka SHT Standard

- BTE R
- RIC R
- ITC R/ITE R



## Kompatybilne aplikacje



Aplikacja Thrive

Starkey



Zeskanuj w celu sprawdzenia kompatybilności telefonu



Audibel



# Model S Model A

Poziomy technologiczne  
3 | 2



BTE 13

RIC 312

## Dostępne kolory

- Szampański
- Srebrny
- Popielaty
- Espresso

## Dostępne opcje wkładek



**Nasadka otwarta**  
5 mm, 6 mm, 7 mm,  
9 mm, 11 mm



**Nasadka zamknięta**  
5 mm, 6 mm,  
7 mm, 9 mm, 11 mm



**Nasadka power**  
8-10 mm,  
10-12 mm,  
12-14 mm



**Wkładka indywidualna**

## Aksesoria bezprzewodowe



Pilot StarLink 2.0



Mini Mikrofon  
Zdalny StarLink






Mikrofon  
Stołowy StarLink



Mikrofon Zdalny +  
StarLink

	Model S/A 3	Model S/A 2
Platforma Thrive 2,4 GHz		
Liczba kanałów/pasm	16	12
Pasma przenoszenia	10 kHz	8kHz
Aksesoria StarLink	●	●
Obuuszna koordynacja		
Programy	●	●
Głośność	●	●
Manager dźwięku		
Mowa w hałasie	Do 6 dB	Do 6 dB
Cisza	●	●
Wiatr	Do 7 dB	Do 7 dB
Dźwięki transjentowe	do 8 dB	do 8 dB
Maszyny	do 5 dB	do 5 dB
Kierunkowość		
Tryb adaptacyjny	●	●
Tryb dynamiczny	●	●
Funkcje dodatkowe		
Tinnitus / Generator szumu	●	●
REM Target Match	●	●
Cewka indukcyjna	BTE	BTE



# Z myślą o słuchu.

Logo Starkey, logo Audibel, Starkey, TeleHear, Pro Fit, Starkey Edge, Edge Mode, Multiflex Tinnitus, StarLink, Starkey Signature Series, Neuro Sound Technology, Genesis, Hear Share, Evolv, Thrive, Vitality, Intrigue, Arc, są znakami towarowymi Starkey Laboratories, Inc.

Slogan "Hearing is Our Concern" jest zarejestrowanym znakiem towarowym Starkey Laboratories, Inc.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo Auracast™ są znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG. Jakikolwiek użycie tych znaków przez Starkey odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Apple Watch jest znakiem towarowym Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. „Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do połączenia z iPodem, iPhone lub iPadem i zostało certyfikowane przez dewelopera, aby spełniać standardy wydajności Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacjami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z iPodem, iPhone, iPadem lub Apple Watch może wpłynąć na wydajność łączności bezprzewodowej. Google Play Store jest znakiem towarowym Google, LLC.